

# shock&lock





MADE IN ITALY

# LVY

LOVELY COSMETICS

BY ITALIAN BEAUTY

 LVYPolska

 lvy\_polska

## **SHOCK & LOCK PROTOCOL:** **Zaawansowana, 3-stopniowa terapia metaboliczna** **do domowego modelowania sylwetki**

Przekraczamy granice tradycyjnej pielęgnacji ciała, wprowadzając standardy z gabinetów medycyny estetycznej prosto do Twojego domu. SHOCK & LOCK PROTOCOL to nie jest kolejny zestaw kosmetyków – to kompletny, zaawansowany technologicznie program terapeutyczny. Został zaprojektowany z myślą o radykalnej poprawie struktury skóry, celując bezpośrednio w oporny cellulit, zlokalizowaną tkankę tłuszczową (adipocyty), zastoje limfatyczne oraz drastyczny spadek jędrności tkanek.


Tajemnica skuteczności protokołu tkwi w bezbłędnej synergii trzech kroków: mechanicznego torowania, uderzenia metabolicznego oraz wielogodzinnej stymulacji termodynamicznej.



**shock&lock**  
**PROTOCOL**  
metabolic body treatment

## Jeden protokół, 3 kroki do perfekcyjnej sylwetki:


### KROK 1



#### BIOSTYMULACJA I TOROWANIE (Body Microneedle System)

Zabieg rozpoczyna się od mechanicznego pobudzenia powłok skórnych za pomocą specjalistycznego rollera wyposażonego w 1200 tytanowych mikroigieł o długości 0,30 mm. To absolutnie kluczowy etap przygotowawczy. Mikro-nakłuwanie warstwy rogowej naskórka tworzy tysiące niewidocznych gołym okiem mikrokanalów. Dzięki temu drastycznie przełamujemy naturalną barierę naskórkową, zwiększając transepidermalne przenikanie substancji aktywnych aplikowanych w kolejnym kroku. Dodatkowo, sam proces nakłuwania wywołuje kontrolowany mikrouraz, który stymuluje fibroblasty do gwałtownej syntezy nowego kolagenu i elastyny. Skóra z każdym zabiegiem staje się coraz bardziej spoista, zagęszczona i wygładzona.

### KROK 2



#### AKCELERACJA METABOLICZNA (Shock Action Body Serum)

W otwarte mikrokanaly wprowadzamy uderzeniową dawkę Shock Action Body Serum. To wysoce skoncentrowane serum do ciała (faza "SHOCK"), którego receptura została oparta na potężnym, synergicznym koktajlu substancji o działaniu lipolitycznym i silnie drenującym.

To nie jest zwykły balsam – to celowane narzędzie chemiczne, które wymusza na tkance przebudowę:

- **Kompleks Lipolityczny i Drenujący:** Wysokie stężenie Karnityny i Kofeiny inicjuje i przyspiesza proces lipolizy – rozbijania trójglicerydów w komórkach tłuszczowych, mobilizując je do uwolnienia energii. Z kolei DMAE (Winian dimetyloaminoetanolu) oraz MSM dają natychmiastowy efekt liftingujący i poprawiają napięcie włókien mięśniowych pod skórą.
- **Kompleks Kwasów Funkcjonalnych:** Recepturę wzbogacono o przemyślaną mieszankę kwasów: mlekowego, bursztynowego, jabłkowego i cytrynowego. Mają one za zadanie optymalizować pH skóry, przyspieszać metabolizm komórkowy (kwas bursztynowy to potężny stymulator mitochondriów) oraz ułatwiać penetrację głębszych warstw skóry.
- **Działanie Booster:** Zastosowane po mikronakłuwaniu, serum wnika natychmiastowo, neutralizując obrzęki wodne, usprawniając przepływ limfy i uderzając bezpośrednio w stwardniałą strukturę cellulitu (efekt „pomarańczowej skórki”).



**activate** roller



**shock** serum

Protokół SHOCK & LOCK jest doskonałym narzędziem wspierającym (Home Care) dla pacjentów poddawanych gabinetowym zabiegom modelowania sylwetki, HIFU na ciało, lipolizie iniekcyjnej czy drenażom limfatycznym. Synergia działania mikronakłuwania, uderzeniowej chemii kosmetycznej oraz fizykoterapii (F.I.R.) gwarantuje podtrzymanie wysokiego poziomu metabolizmu komórkowego pomiędzy wizytami pacjenta w klinice.

## KROK 3

### TERMODYNAMICZNA ODBUDOWA I RETENCJA

(Lock Leggings z technologią F.I.R.)

Ostatni etap to zamknięcie i przedłużenie trwania terapii (faza "LOCK"). Po wchłonięciu serum, zakładasz innowacyjne Lock Leggings. To tutaj kosmetologia spotyka się z zaawansowaną fizyką materiałową.

### LEGGINSY Z INTELIGENTNEJ MIKROFIBRY Z PRZĘDZY EMANA Z TECHNOLOGIĄ F.I.R. (FAR INFRARED RAYS – DALEKA PODCZERWIENI) W PROTOKOLE SHOCK & LOCK PROTOCOL METABOLIC BODY TREATMENT

Legginsy wykonane są z inteligentnej mikrofibry zawierającej bioaktywne minerały trwale wbudowane w strukturę włókna. Dzięki technologii F.I.R. (Far Infrared Rays) materiał absorbuje naturalne ciepło emitowane przez ciało i przekształca je w promieniowanie podczerwone o długiej fali, które jest ponownie przekazywane do skóry.

To fizyczne oddziaływanie wspiera mikrokrążenie skórne oraz procesy metaboliczne, co sprzyja poprawie wyglądu skóry, jej napięcia i elastyczności. Przy regularnym stosowaniu skóra staje się bardziej gładka, jędrna i wyraźnie bardziej komfortowa.

W odróżnieniu od klasycznych rozwiązań kompresyjnych, działanie legginsów nie polega na ucisku, lecz na ciągłym, komfortowym wsparciu fizjologicznym skóry. Dzięki temu mogą być noszone przez dłuższy czas, bez uczucia dyskomfortu.

W protokole SHOCK & LOCK pełnią kluczową rolę – przedłużają i wzmacniają działanie serum, wspierając efekty ujędrnienia, wygładzenia i modelowania sylwetki.

Jak to działa?

- Technologia Dalekiej Podczerwieni (F.I.R. - Far Infrared Rays): Minerale trwale osadzone w materiale absorbują naturalne ciepło emitowane przez Twoje ciało, a następnie niczym lustro odbijają je i kierują z powrotem w głąb tkanek w postaci promieniowania dalekiej podczerwieni (F.I.R.).
- Fizjologiczny rezonans: To niewidzialne promieniowanie wnika głęboko pod skórę, wywołując delikatny efekt termiczny (rozszerzenie naczyń krwionośnych). Skutkuje to potężnym, ciągłym pobudzeniem mikrokrążenia i dotlenieniem komórek, co radykalnie przyspiesza wymianę metaboliczną, spalanie tkanki tłuszczowej i usuwanie toksyn uwolnionych przez serum w Kroku 2.
- Terapia bez kompresji: Co najważniejsze – skuteczność Lock Leggings nie opiera się na niewygodnym, mechanicznym ucisku! Działają one wyłącznie na zasadzie wymiany termodynamicznej. Zapewnia to absolutny komfort noszenia przez wiele godzin (zalecane minimum 6 godzin dziennie). Są jak niewidzialny, nieustanny zabieg drenażu limfatycznego, który odbywa się podczas gdy Ty pracujesz, odpoczywasz, trenujesz (zapobiegają zmęczeniu mięśni!) lub śpisz.



**lock** leggings

## TABELA ROZMIARÓW

Rozm.	Rozmiar włoski	Obwód bioder
<b>S</b>	38-42	88-96 cm
<b>M</b>	42-44	96-104 cm
<b>L</b>	44-50	104-113 cm

Legginsy nie działają na zasadzie kompresji, lecz wykorzystują technologię włókna z inteligentnej mikrofibry z technologią F.I.R. (Far Infrared Rays – daleka podczerwień), dlatego zaleca się wybór komfortowego rozmiaru, który zapewni wygodę i dobre dopasowanie, szczególnie w okolicy talii i brzucha.

LVY  
LOVELY COSMETICS  
BY ITALIAN BEAUTY

LVY COSMETICS s.r.l. VERONA – ITALY  
Italian Beauty Sp. z o.o.  
Ul. Czarnocińska 3A, 03-110 Warszawa  
Tel. 780 146 687, 797 137 558, 501 612 547  
info@lvy.com.pl  
www.lvy.com.pl

